



Pole Ideal Pars Co.
www.medpip.com



لوله مخروطی کهربایی

نگهداری نمونه آزمایشگاهی حساس به نور و استفاده در دستگاه سانتریفوژ

برخی از آنالیت‌های موجود در نمونه نیاز به محافظت در برابر نور دارند و در صورت قرارگیری در برابر نور، ممکن است دیگر نمونه کیفیت کافی برای دستیابی به نتایج دقیق را نداشته باشد. جابه‌جایی و نگهداری این معرف‌ها و نمونه‌ها، معمولاً در لوله‌های پلاستیکی کهربایی انجام می‌شود.



- امکان ذخیره و نگهداری ایمن نمونه‌های حساس به نور
- مناسب برای آزمایش‌های حساس به نور مانند بیلی‌روبین، توتال سرم، ریپوفلاوین، ادرار و ...



ایران کد	ظرفیت	درجه‌بندی	ارتفاع	قطر خارجی دهانه	تعداد در بسته
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۹	۵ ml	۰/۵ ml	۶۷/۵ mm	۱۷ mm ϕ	۵۰۰
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۷	۱۵ ml	۰/۵ ml	۱۲۰ mm	۱۷ mm ϕ	۱۰۰
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۱۸	۲۵ ml	۲/۵ ml	۷۹ mm	۲۹ mm ϕ	۱۰۰
۲۸۱۱۱۱۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰	۵۰ ml	۲/۵ ml	۱۱۷ mm	۲۹ mm ϕ	۵۰



انتخاب جالوله‌ای مناسب شما
< مشاهده ویدیو
< اطلاعات بیشتر در مورد سازماندهی آزمایشگاه



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۵۵۶۱ / ۸۸۷۶۷۱۵۹
تلفن: ۸۸۷۶۵۸۴۷ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۵۴۵۹۲۲-۹

@poleideal

@poleideal

+۹۸ ۹۱۲ ۳۳۴ ۰۱۹۷

Pole Ideal Pars Co.