



شرکت پل ایدهآل پارس

www.medpip.com

لگن بهداشتی P.I.P.



راحتی استفاده برای پرسنل ■ آسایش بیشتر برای بیماران ■ کاهش هزینه برای بیمارستان‌ها

The Bedpan لگن بهداشتی بیمار P.I.P

محافظت از حریم های شخصی مانعut از انتشار بوهای ناخوشایند

لگن های معمولی، نه می توانند پوشش بصری ایجاد کنند و نه از انتشار بوهای ناخوشایند جلوگیری کنند؛ همچنین بیمار مجبور است عریان و بدون پوشش بر روی لگن دراز بکشد. وجود پوشش (سرپوش) برای اعضای تناسلی و همچنین طراحی ارگونومیک لگن بیمار P.I.P علاوه بر مخفی نگه داشتن اعضای بدن؛ باعث کاهش انتشار بوهای ناخوشایند می شود.


ایمنی در کاربرد و کنترل

به طور معمول بیماران به هنگام لگن گذاری و قرار گرفتن بر روی سطح سرد، سفت و فلزی لگن دچار احساسی ناخوشایند می شوند که با درد در ناحیه زیرین و کمر همراه است به علاوه ترس از پاشش و ریزش محتویات به بیرون از لگن؛ بر ناتوانی فرد می افزاید. در لگن های رایج، بیمار هیچگونه کنترلی ندارد و هر لحظه ممکن است که لگن واژگون شود در حالیکه طراحی سطح و دو دستگیره ای لگن بیمار P.I.P، این امکان را برای بیمار به وجود آورده است که بتواند با استفاده از آن ها وسیله را به طور کامل کنترل نماید.

لگن بیمار P.I.P - طراحی ارگونومیک :

راحتی فوق العاده ای آن، ریسک زخم بستر را کاهش می دهد

دراز کشیدن بر روی لگن های استیبل، سخت، سرد و ناراحت کننده است. لبی بسیار نازک و تیز آن ها بعد از مدتی به بدن بیمار آسیب می رسانند و این جراحات ممکن است منجر به زخم بستر شود. ساختار لگن های معمولی به گونه ای است که وزن بیمار توسط سطح کوچکی تحمل می شود و فشار موضوعی زیادی را به پشت بیمار وارد می کند. هم چنین جریان یافتن ادرار در امتداد پشت بیمار می تواند منجر به پدیده خطرناک زخم بستر شود. لگن بیمار P.I.P با داشتن سطحی ۳/۵ برابر بزرگتر، بیشترین راحتی را برای بیمار فراهم می کند. لگن بیمار P.I.P با داشتن سطحی گستردۀ وزن بیمار را به طور مطلوب و بهینه توزیع می نماید. کاهش فشار مرکز روشی موثر برای جلوگیری از زخم بستر است. وجود فروافتگی بر روی این وسیله در قسمت ستون فقرات، باعث ایمنی بیشتر و جلوگیری از درد حتی بعد از عمل جراحی می شود.



استفاده از لگن رایج و بدون جایگزین برای جمع آوری ادرار و مدفوع بیمارانی است که توانایی استفاده از سرویس بهداشتی را ندارند. این دسته شامل بازه بزرگی از بیماران می شود، از افرادی که دوران نقاوت از عمل جراحی را سپری می کنند تا بیمارانی که اختلالات حرکتی دارند، به طور کلی تمامی بیمارانی که توانایی استفاده از سرویس بهداشتی را شخصاً ندارند می باشد از لگن استفاده کنند و همانطور که مشاهده می کنید این امر باعث شده استفاده از لگن و لگن گذاری تبدیل به یکی از عملیات های رایج کلینیکال شود. طراحی لگن های رایج کنونی به اوایل قرن بیستم یعنی بیش از ۱۰۰ سال پیش باز می گردد، که قدیمی بودن و نا کارآمدی این طراحی ها باعث شده است تا همواره دشواری هایی را هم برای بیمار و هم برای خدمه بیمارستانی برای استفاده از لگن بوجود بیاورد. برای مثال ناراحت بودن و ایجاد درد و فشار در بدن بیمار، دشواری استفاده از آن برای بیماران مؤنث، باز بودن بیش از اندازه دهانه، زننده و آلوهه بودن کار با آن ها و در نتیجه ایجاد استرس و ناخشنودی در بیمار و پرستار، دشواری تخلیه آن ها و ...

وجود این مشکلات به خصوص برای عملیاتی که در محیط کلینیکال بسیار رایج و کاملاً اجتناب ناپذیر است ناخوشایند بوده و تأثیر روانی منفی بر روی بیمار و پرستار می گذارد که با توجه به این موضوع و با هدف ایجاد آسایش بیشتر برای بیماران و خدمه زحمتکش بهداشتی درمانی، این نیاز وجود داشت تا استفاده از لگن به کاری ساده تر، تمیز تر و راحت تر برای بیمار و پرستار تبدیل شود.

در همین راستا شرکت پل ایده آل پارس (P.I.P) با طراحی ارگونومیک و دقیق لگن بهداشتی P.I.P تعریفی جدید برای لگن گذاری به وجود آورده است.

لگن بیمار P.I.P - در رابطه با بیمار :

استفاده از آن به راحتی استفاده از توالّت خانگی قابل استفاده هم برای مردان و هم برای زنان

یکی از مهمترین نکات در مورد لگن بیمار P.I.P این است که استفاده از این وسیله برای بیماران زن و مرد فرقی ندارد و بیماران زن در هنگام استفاده از آن همان راحتی را احساس می کنند که مردان احساس می کنند. لگن بیمار بهداشتی P.I.P - وسیله ای قابل استفاده هم برای مدفوع و هم برای ادرار - حتی به طور هم زمان




در هنگام برداشتن لگن معمولی، اگر لگن به قسمت پشت بیمار چسبیده باشد و بطور ناگهانی جدا شود، ممکن است باعث آلوده شدن تخت شود. این در حالیست که حتی اگر لگن بیمار P.I.P. در هنگام برداشتن از زیر بیمار به بغل کچ شود، بدنه گود و دو مخزن موجود در آن، این اطمینان را به شما می‌دهند که محتویات به بیرون نمی‌ریزد.



استرس کمتر برای پرستار و بیمار

بهداشت روانی بیمار متاثر از عوامل متعددی مانند شرایط محیطی و آرامش فکری فرد می‌باشد. لگن بیمار P.I.P. با داشتن مزایایی از قبیل راحتی و مخفی نگه داشتن حریم‌های خصوصی باعث کاهش دغدغه‌های فکری بیمار می‌شود؛ در نتیجه بیمار در هنگام نیاز بدون تعلل لگن را درخواست می‌کند، که این امر مانع از ایجاد فشار روانی در بیمار و پرستار می‌شود.



این وسیله به گونه‌ای طراحی شده که اگر درون آن ۳۰۰ میلی لیتر محتویات وجود داشته باشد می‌توان آن را تا زاویه ۴۵ درجه خم کرد بدون اینکه محتویات درون آن به بیرون بریزد.


جلوگیری از آلوده شدن پشت مانعنت از آلودگی و عفونت

به دلیل بیش از حد باز بودن دهانه لگن‌های معمول، ممکن است بدن بیمار با مدفوع خودش تماس پیدا کند که این امر گذشته از آزار دهنده بودن برای بیمار می‌تواند باعث ایجاد زخم و عفونت شود. اندازه‌ی دهانه‌ی لگن بیمار P.I.P. به گونه‌ای طراحی شده است که احتمال برخورد بدن بیمار با محتویات درون لگن وجود ندارد و بدن بیمار بالاتر از سطح محتویات قرار می‌گیرد.




جلوگیری از آلوده شدن تخت‌ها مهار و کنترل مواد دفع شده از بدن

در مواردی که بیمار دچار اسهال است و یا تنقیه انجام داده است احتمال پاشیدن محتویات درون لگن بر روی ملحفه تخت و محیط اطراف وجود دارد در صورتی که با استفاده از لگن بهداشتی P.I.P. و به واسطه وجود سرپوش محافظ چنین موردی امکان پذیر نیست.



استفاده‌ی آسان

برای استفاده‌ی جانبی (از طرفین)، بیمار می‌تواند به سمت پرستار یا بالعکس بغلت. لگن بیمار P.I.P از پشت نیز به راحتی قابل استفاده است. بیمار باید به گونه‌ای بر روی لگن بیمار P.I.P قرار بگیرد که استخوان خاجی (ساکروم)، بر روی نقش ساکروم موجود بر روی لگن بیمار P.I.P منطبق شود.



یا



شرکت پل آیده آل پارس

تهران، خیابان استاد مظہری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهادتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول تلفن: ۰۹۱۲-۸۸۵۴۵۹۲۲، ۰۹۱۲-۸۸۷۶۵۵۶۱ و ۰۹۱۲-۸۸۷۴۷۱۵۹، فکس: ۰۹۱۲-۱۵۷۶۴۳۵۷۱۱، ۰۹۱۲-۱۵۷۶۶۳۵۷۱۱، کد پستی: ۹۴۸۳-۰۷۸۷۵



www.medpip.com | info@medpip.com