



Pole Ideal Pars Co.
www.medpip.com


کاپ دارویی مدرج اندازه گیری و مصرف دارو

انواع داروهای خوراکی در بخش های مختلف بیمارستانی مناسب می باشند. کاپ یکبارمصرف P.I.P. از پلی پروپیلن شفاف ساخته شده و قابل اتوکلاو نیز می باشد.

کاپ دارویی برای مصرف تمامی داروهای خوراکی مناسب است. این ظرف مدرج بوده و داروهای مایع را می توان به کمک آن به دقت اندازه گیری و مصرف نمود. با توجه به ویژگی های ذکر شده، این کاپ ها برای توزیع



ایران کد	ظرفیت	درجه بندی	ابعاد	تعداد در بسته
۲۱۸۸۲۳۰۰۸۰۷۵۰۰۱	۳۰ ml	۰/۵ ml (۱ ml - ۳ ml) ۱ ml (۳ ml - ۳۰ ml)	قطر دهانه : ۴۰ mm قطر کف : ۳۰ mm ارتفاع : ۴۵ mm	۱۵۰۰



تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ صندوق پستی: ۹۴۸۳ - ۱۵۸۷۵ موبایل: ۰۹۱۲-۳۳۴۰۱۹۷ فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ / ۸۸۷۶۵۵۶۱
تلفن: ۸۸۵۴۵۹۲۲-۹ - ۸۸۷۶۷۰۱۹ - ۸۸۷۶۵۹۱۵ - ۸۸۷۶۵۸۴۷

@poleideal

@poleideal

+۹۸ ۹۱۲ ۳۳۴ ۰۱۹۷

Pole Ideal Pars Co.